

报告编号: 20250626-664

测试报告

样品信息									
样品名称	Ī	果糖与肌醇	样品性	生状	固体				
收样日期		2025/06/30	测试其	月间	2025/07/07~07/08				
测试成分及结构式									
HOMM. &1 OH HO OH HO OH HO OH HO OH									
实验要求									
开发方法分析果糖及肌醇,要求两者分离度大于2.0									
	参考方法								
试剂信息									
试剂名	名称	级别			品牌				
纯力	K	二级			月旭				
乙腈		色谱经	Ė	月旭					
仪器信息									
	测试仪器				仪器型号				
	高效液相色谱	单仪		Shimadz	u LC-20AD				

1. 试验过程

1.1. 色谱条件

色谱柱:	Ultimate XB-NH2 (4.6×250mm,5μm)
流动相:	纯水-乙腈(25:75)
流 速:	1.0 mL/min
进样量:	20μL

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add:江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼

Tel:400-810-6969

邮编: 201600 邮编: 321000 邮编: 211500

Web:www,welchmat.com



报告编号: 20250626-664

		1以日编号: 20230020-004					
柱 温:	30°C						
检测器:	RID						
检测池温度:	35°C						
梯度程序	时间 (min)	纯水-乙腈(25:75)					
	0	100 %					
	22	100 %					
注意事项	/						

1.2. 溶液配制


1.2.1. 流动相配制

取 250ml 纯水与 750ml 乙腈混合, 充分混匀后超声即得。

- 1.2.2. 果糖对照溶液: 称取果糖 100mg 至 10ml 容量瓶中,加水溶解并定容至刻度,混匀即得。
- 1.2.3. 肌醇对照溶液: 称取肌醇 100mg 至 10ml 容量瓶中,加水溶解并定容至刻度,混匀即得。
- 1.2.4. 混合对照溶液: 称取对照品 100mg 至 10ml 容量瓶中,加水溶解并定容至刻度混匀即得。

2. 谱图和数据

(1) 空白溶剂分析图谱:



(2) 果糖对照溶液分析图谱:


Tel:400-810-6969

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 Add:江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼

邮编: 201600 邮编: 321000 邮编: 211500

Web:www,welchmat.com






〈峰表〉

检测器	B Ch1						
峰号	化合物名	保留时间	面积	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1		3. 52	8129515	80.44	1060	2. 13	
2	果糖	7. 66	1977226	19. 56	2266	0. 95	7. 7
总计			10106740	100, 00			

(3) 肌醇对照溶液分析图谱:



<峰表> 检测器B Ch1

峰号	化合物名	保留时间	面积	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	肌醇	14. 92	1864566	100.00	3259	0.68	
总计			1864566	100.00			

(4) 混合对照溶液分析图谱:

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号


Add:江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼 Tel:400-810-6969

邮编: 321000 邮编: 211500

邮编: 201600

Web:www,welchmat.com





<峰表> 检测器B Ch1

峰号	化合物名	保留时间	面积	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	果糖	7. 67	98107	4. 59	2267	1.01	
2	肌醇	15. 01	2041256	95. 41	3058	0.68	8. 5
总计			2139363	100.00			

3. 结论

使用月旭色谱柱 Ultimate® XB-NH2(4.6×250mm,5μm)在此色谱条件下分析果糖及肌醇,其 保留时间分别为 7.67min 及 15.01min, 分离度为 8.5, 满足客户检测要求。

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 Add:江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼

Tel:400-810-6969

Web:www,welchmat.com

邮编: 201600 邮编: 321000 邮编: 211500